



Brush, buret, 25 mL

Αρ. προϊόντος:

68500

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αποστολή εντός 2 εβδομάδων

Ideally shaped for quick and thorough cleaning of burets and other similarly shaped vessels. Unbleached white nylon bristles are supported by twisted galvanized steel wire. Brush portion measures 8 cm (3.1") in length. Fan style tip. 1.3cm (0.5") Dia. 76cm (30") L

Προδιαγραφές

Όγκος/Μέγεθος πακέτου :

1 each