



Κιτ service 6 μηνών για την αντλία KNF300

Αρ. προϊόντος:

19-KIT-110

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο

Για τους αναλυτές BioTector σειράς 4 και B7000 που είχαν παραδοθεί πριν από τον Ιούλιο του 2014 – το κιτ service πρέπει να χρησιμοποιείται κάθε 6 μήνες για την τακτική συντήρηση της αντλίας κυκλοφορίας KNF 300

Προδιαγραφές

Τι περιέχει το καλάθι:

Περιλαμβάνει: Διάφραγμα PTFE και δακτύλιο κυκλικής διατομής NF300

Τι περιέχει το καλάθι

Περιλαμβάνει: Διάφραγμα PTFE και δακτύλιο κυκλικής διατομής NF300