



Ρυθμιστικό διάλυμα pH, pH 4,01, 500 mL

Αρ. προϊόντος:

2283449.99

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο

Ποιοτικό ρυθμιστικό διάλυμα, με κόκκινη χρωματική κωδικοποίηση για εύκολη αναγνώριση. Ιχνηλάσιμο κατά NIST. Το pH είναι $4,01 \pm 0,02$ στους 25 °C.

Προδιαγραφές

Package settings:	Φιάλη
Κατηγορία:	Διάλυμα
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	500 mL
Παράμετρος :	pH
Περιγραφή :	Ρυθμιστικό διάλυμα, (κόκκινη χρωματική κωδικοποίηση) (NIST)
Συγκέντρωση :	$4,01 \pm 0,02$ pH
Τιμή (εξ) pH:	4.01
Χρωματικοί κωδικοί:	Ναι