



Αναγωγικός παράγοντας για σερ αντιδραστηρίων για νερό λέβητα

Αρ. προϊόντος:

LCW250

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο



Για συγκεντρώσεις 0,05-1,0 mg/L DEHA

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :	100
Εύρος μέτρησης :	0.05 - 1.0 mg/L DEHA
Όνομα μεθόδου :	Μέθοδος αναγωγής σιδήρου
Παράμετρος :	Αναγωγικός παράγοντας
Περιγραφή :	Αναγωγικοί παράγοντες για νερό λέβητα (Δεσμευτές οξυγόνου)
Συνθήκες Αποθήκευσης:	15 - 25 °C