



Σετ αντιδραστηρίων για χλώριο/όζον, εύρος μέτρησης 0,03-0,4/0,05-1,5 mg/L Cl₂

Αρ. προϊόντος:

LCW510

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:
Διαθέσιμο

Επικοινωνήστε μαζί μας



Προδιαγραφές

Reference method:	ISO 7393-2
Αριθμός δοκιμών :	100
Ειδικές σημειώσεις :	Για υψηλό εύρος μέτρησης: LCW906, για χαμηλό εύρος μέτρησης: LZP341
Εύρος μέτρησης :	0.1 - 1.5 mg/L Cl ₂ / O ₃ (κυλινδρικό φιαλίδιο)
Εύρος μέτρησης (2):	0,03 - 0,4 mg/L Cl ₂ / O ₃ (ορθογώνιο φιαλίδιο 50 mm)
Όνομα μεθόδου :	DPD
Παράμετρος :	Χλώριο/Οζον
Περιγραφή :	Ελεύθερο/ολικό χλώριο και όζον, δύο εύρη μέτρησης