



Τεστ COD σε φιαλίδια για νερό με υψηλή αλατότητα, 7 - 70 mg/L O₂

Αρ. προϊόντος:

LCK1814

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο



Τεστ σε φιαλίδια LCK: Ελάχιστες ποσότητες αντιδραστηρίων, μέγιστη ασφάλεια.

Εύρος μέτρησης: 7 - 70 mg/L O₂

Εφαρμογή για μετρήσεις COD χαμηλού εύρους σε δείγματα νερού με υψηλές συγκεντρώσεις χλωριόντων έως και 20.000 mg/L. Δεν απαιτείται προεπεξεργασία δείγματος! Εκ των προτέρων δοσομετρημένα αντιδραστήρια για μέγιστη ασφάλεια. Εύκολο στη χρήση για την φωτομετρική αξιολόγηση, σε ένα πλήρως εξοπλισμένο κουτί.

Ακριβείς και αξιόπιστες τιμές μέτρησης

Μέγιστη ασφάλεια για τους χρήστες, χάρη στο κλειστό σύστημα και τις μικρές ποσότητες αντιδραστηρίων

Εύκολη δοσομέτρηση αντιδραστηρίων χωρίς σφάλματα

Ετικέτα με γραμμικό κώδικα για αυτόματη αναγνώριση στο φωτόμετρο

Διαχωρισμός μεταξύ των τεστ και του εύρους τιμών μέτρησης μέσω χρωματικής κωδικοποίησης

Προδιαγραφές

Απαιτείται χώνευση:	Ναι
Αριθμός δοκιμών :	25
Εύρος μέτρησης :	7 - 70 mg/L O ₂
Κατηγορία:	LCK
Όνομα μεθόδου :	Διχρωμικά
Όργανο :	DR3900, DR6000
Παράμετρος :	COD
Συνθήκες Αποθήκευσης:	15 - 25°C (πρέπει να προστατεύεται από το φως)