



Έτοιμα τεστ ορθοφωσφορικών σε φιαλίδια, στην περιοχή 0,01 - 0,5 mg/L PO₄-P, 20 μετρήσεις/συσκ

Αρ. προϊόντος:

LCK549

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:
Διαθέσιμο

Επικοινωνήστε μαζί μας



Τεστ σε φιαλίδια LCK: Ελάχιστες ποσότητες αντιδραστηρίων, μέγιστη ασφάλεια.

Εκ των προτέρων δοσομετρημένα αντιδραστήρια για μέγιστη ασφάλεια. Εύκολο στη χρήση για την φωτομετρική αξιολόγηση, σε ένα πλήρως εξοπλισμένο κουτί. Φιλικό προς το περιβάλλον λόγω των λιγότερων χημικών.

Εύκολος χειρισμός με ορθογώνια φιαλίδια των 50 mm

Υψηλότερη ακρίβεια για ανάλυση συγκεντρώσεων εξαιρετικά χαμηλού εύρους

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :	20
Εύρος μέτρησης :	0,01 - 0,5 mg/L PO ₄ -P
Κατηγορία:	LCK
Όνομα μεθόδου :	Κυανό του φωσφομολυβδαινίου
Όργανο :	DR3900, DR6000
Παράμετρος :	Φωσφορικά, ορθο
Συνθήκες Αποθήκευσης:	15 - 25 °C