



Sedimenter for AISE, NISE and AN-ISE sc

Αρ. προϊόντος:

LZY771

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αποστολή εντός 1 εβδομάδας

The sedimenter can be used as a bypass solution. The sample can be let through the sedimenter without prefiltering.

Προδιαγραφές

Βάρος :	Sedimenter incl, wall plate only: 14,7 kg
Γλώσσες εγχειριδίου λειτουργίας :	Non verbal instruction sheet
Μήκος :	Intallation plate for wall mount: 800 mm x 495 mm
Όργανο :	Suitable for all AISE, NISE and AN-ISE sensors
Τρόπος στήριξης :	Wall installation (indoor only).
Υλικό :	PVC