



Sedimenter για το Nitratax sc και το Uvas sc

Αρ. προϊόντος:

LZX450

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αποστολή εντός 1 εβδομάδας

The sedimenter can be used as a bypass solution. The sample can be let through the sedimenter without prefiltering.

Προδιαγραφές

Βάρος :	Sedimenter incl, wall plate only: 14,7 kg
Γλώσσες εγχειριδίου λειτουργίας :	Φύλλο οδηγιών ανεξάρτητο της γλώσσας
Εύρος πίεσης :	Χωρίς πίεση, ανοιχτή αποστράγγιση
Μήκος :	Intallation plate for wall mount: 800 mm x 495 mm
Όργανο :	Κατάλληλο για όλα τα αισθητήρια Nitratax και Uvas sc
Υλικό :	PVC