



Pole mounting hardware Filterprobe/Filtrax, 24 cm bracket, SS pole 2 m

Αρ. προϊόντος:

LZY714.99.42020

EUR Τιμή:
Διαθέσιμο

Επικοινωνήστε μαζί μας

Προδιαγραφές

Βάρος :	Lifting part only: 5,5 kg
Γλώσσες εγχειριδίου λειτουργίας :	non verbal instruction sheet
Διάμετρος :	40 mm
Μήκος :	Pole: 2000 mm
Όργανο :	suitable for: FILTERPROBE sc; FILTRAX; SIGMATAX .
Υλικό :	Wetted parts: pole SS 1.4301; seals EPDM; screw set SS.