



Φακελάκια με σκόνη ρυθμιστικού διαλύματος, pH 7,00 με χρωματική κωδικοποίηση κίτρινου χρώματος, συσκ. των 50

Αρ. προϊόντος:

2227066

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο



Πρότυπα ρυθμιστικά διαλύματα pH για αναλύσεις στο εργαστήριο και στο πεδίο

Φακελάκια με σκόνη ρυθμιστικού διαλύματος pH για βαθμονόμηση ηλεκτροδίων pH. Με κάθε φακελάκι με σκόνη παρασκευάζονται 50 mL φρέσκου ρυθμιστικού διαλύματος. Με χρωματική κωδικοποίηση για εύκολη αναγνώριση (κίτρινο). Το pH είναι $7,00 \pm 0,02$ στους 25°C . Συσκευασία από 50 φακελάκια με σκόνη

Πρότυπα υλικά αναφοράς ιχνηλάσιμα κατά NIST

Στο εργαστήριο ή στο πεδίο, είναι σημαντικό να λαμβάνετε πάντα αποτελέσματα μετρήσεων που να μπορείτε να εμπιστευτείτε. Η ποιότητα των πρότυπων ρυθμιστικών διαλυμάτων pH που χρησιμοποιούνται είναι εξαιρετικά σημαντική.

Σχεδίαση για χρήση με μια σειρά μετρητών Hach και λοιπούς μετρητές.

Η βάση για ακριβείς μετρήσεις pH είναι η κατάλληλη προσοχή και η βαθμονόμηση του ηλεκτροδίου pH.

Αξιόπιστη συσκευασία

Παρέχεται σε αεροστεγή συσκευασία, διασφαλίζοντας την εγγυημένη διάρκεια ζωής.

Προδιαγραφές

Package settings:	Φακελάκια με σκόνη
Ειδικές σημειώσεις :	Απορρίψτε το παρασκευασμένο διάλυμα μετά τη χρήση
Ιχνηλάσιμο κατά NIST:	Ναι
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	50 τμχ.
Περιγραφή :	Αντιδραστήριο βαθμονόμησης ρυθμιστικού διαλύματος pH
Συνθήκες Αποθήκευσης:	$10 - 25^{\circ}\text{C}$ (πρέπει να προστατεύεται από το φως)
Τιμή (εξ) pH:	$7,00 \pm 0,02$ pH στους 25°C
Χρωματικοί κωδικοί:	Ναι

Απαιτούμενα παρελκόμενα

- Ποτήρι ζέσεως για βαθμονόμηση ηλεκτροδίου pH, κίτρινο, 30 mL, συσκ./80 (Item SM5012)
- Wipes, Disposable, 11 x 22 cm, 280/pk (Item 2096900)
- Clippers (Shears) (Item 2369400)
- Deionized water, 500 mL (Item 27248)