



Πρότυπο διάλυμα αγωγιμότητας, 18000 $\mu\text{S}/\text{cm}$, NaCl, 100 mL

Αρ. προϊόντος:

2307442

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο

Πρότυπα διαλύματα αγωγιμότητας για αναλύσεις στο εργαστήριο και στο πεδίο

Πρότυπο διάλυμα αγωγιμότητας, 18000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ ± 50 $\mu\text{S}/\text{cm}$ στους 25°C, 10246 mg/L ± 100 mg/L ως χλωριούχο νάτριο (NaCl), (1 $\mu\text{S}/\text{cm}$ ~ 0,5 mg/L TDS), φιάλη των 100 mL.

Πρότυπα υλικά αναφοράς ιχνηλάσιμα κατά NIST

Στο εργαστήριο ή στο πεδίο, είναι σημαντικό να λαμβάνετε πάντα αποτελέσματα μετρήσεων που να μπορείτε να εμπιστευτείτε. Η ποιότητα των πρότυπων διαλυμάτων που χρησιμοποιούνται είναι εξαιρετικά σημαντική.

Σχεδίαση για χρήση με μια σειρά μετρητών Hach και λοιπούς μετρητές.

Η βάση για ακριβείς μετρήσεις αγωγιμότητας είναι η κατάλληλη προσοχή και η βαθμονόμηση της κυψελίδας αγωγιμότητας.

Αξιόπιστη συσκευασία

Παρέχεται σε αεροστεγή συσκευασία, διασφαλίζοντας την εγγυημένη διάρκεια ζωής.

Προδιαγραφές

Package settings:	Φιάλη
Ειδικές σημειώσεις :	Παρατηρούμενη διάρκεια ζωής μετά το άνοιγμα, σύμφωνα με τη συνιστώμενη αποθήκευση και χρήση: 3 μήνες
Ιχνηλάσιμο κατά NIST:	Ναι
Κατηγορία:	Διάλυμα
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	100 mL
Παράμετρος :	Αγωγιμότητα
Περιγραφή :	Διάλυμα βαθμονόμησης αγωγιμότητας
Συγκέντρωση :	18000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ στους 25°C ± 50 $\mu\text{S}/\text{cm}$ στους 25°C
Συνθήκες Αποθήκευσης:	10 - 25°C (πρέπει να προστατεύεται από το φως)
Τύπος :	NaCl