



Κιτ ρυθμιστικού διαλύματος pH μίας χρήσης Singlet, pH 4,01 και 7,00, 2 συσκ. των 10

Αρ. προϊόντος:

2769920

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο

Πακέτα διαλυμάτων Singlet

Πρότυπο ρυθμιστικό διάλυμα pH για βαθμονόμηση ηλεκτροδίων pH. Σφραγισμένα αλουμινένια φακελάκια ρυθμιστικών διαλυμάτων pH. Το pH είναι $\pm 0,02$ στους 25°C. Συσκευασία των 10 με pH 4,01 και 10 με pH 7,00, 20 mL έκαστη

Ιδανικό για επιτόπου αναλύσεις

Τα σφραγισμένα φακελάκια μεταφέρονται εύκολα - δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος διαρροής.

Εύχρηστο

Απλώς ανοίξτε το φακελάκι και εισαγάγετε το ηλεκτρόδιο.

Φρέσκο και αξιόπιστο

Τα αλουμινένια φακελάκια αποτρέπουν τη μόλυνση και την έκθεση στον αέρα.

Σχεδίαση για χρήση με μια σειρά μετρητών Hach και λοιπούς μετρητές.

Η βάση για ακριβείς μετρήσεις pH είναι η κατάλληλη προσοχή και η βαθμονόμηση του ηλεκτροδίου pH.

Προδιαγραφές

Package settings:	Singlet
Ειδικές σημειώσεις :	Απορρίψτε το διάλυμα μετά τη χρήση
Ιχνηλάσιμο κατά NIST:	Ναι
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	2 pks of 20 τμχ.
Περιγραφή :	Αντιδραστήριο βαθμονόμησης ρυθμιστικού διαλύματος pH
Συνθήκες Αποθήκευσης:	10 - 25°C (πρέπει να προστατεύεται από το φως)
Τιμή (εξ) pH:	4,01 και 7,00 $\pm 0,02$ pH στους 25°C
Χρωματικοί κωδικοί:	Ναι