



Κιτ ρυθμιστικών διαλυμάτων, με χρωματική κωδικοποίηση, pH 4,01, pH 7,00 και pH 10,01, 20 L

Αρ. προϊόντος: 2507300
EUR Τιμή: Επικοινωνήστε μαζί μας
Αποστολή εντός 2 εβδομάδων

Πρότυπα ρυθμιστικά διαλύματα pH για αναλύσεις στο εργαστήριο και στο πεδίο

Σετ πρότυπων ρυθμιστικών διαλυμάτων pH για βαθμονόμηση ηλεκτροδίων pH. Συνιστώμενο σετ 3 συσκευασιών ρυθμιστικών διαλυμάτων pH με χρωματική κωδικοποίηση για εύκολη αναγνώριση. Το pH είναι 4,01 $\pm$ 0,02 στους 25°C. Συσκευασίες σάκου μέσα σε κουτί των 20 L με pH 4,01, 7,00 και 10,01, με αναδιπλούμενο εσωτερικό ασκό σε λευκό κουτί από αυλακωτό χαρτόνι. Ιδανικό μέγεθος συσκευασίας για εργαστήρια που εκτελούν μεγάλους όγκους δοκιμών pH.

Πρότυπα υλικά αναφοράς ιχνηλάσιμα κατά NIST

Στο εργαστήριο ή στο πεδίο, είναι σημαντικό να λαμβάνετε πάντα αποτελέσματα μετρήσεων που να μπορείτε να εμπιστευτείτε. Η ποιότητα των πρότυπων ρυθμιστικών διαλυμάτων pH που χρησιμοποιούνται είναι εξαιρετικά σημαντική.

Σχεδίαση για χρήση με μια σειρά μετρητών Hach και λοιπούς μετρητές.

Η βάση για ακριβείς μετρήσεις pH είναι η κατάλληλη προσοχή και η βαθμονόμηση του ηλεκτροδίου pH.

Αξιόπιστη συσκευασία

Παρέχεται σε αεροστεγή συσκευασία, διασφαλίζοντας την εγγυημένη διάρκεια ζωής.

Εξοικονομήστε χρήματα με την αγορά 3 συσκευασιών ρυθμιστικού διαλύματος pH!

Μείωση κόστους κατά 33% σε σύγκριση με την αγορά μίας φιάλης

Προδιαγραφές

Package settings:	Σάκος μέσα σε κουτί (BiB)
Ιχνηλάσιμο κατά NIST:	Ναι
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	3 pk of 20 L
Περιγραφή :	Αντιδραστήριο βαθμονόμησης ρυθμιστικού διαλύματος pH
Συνθήκες Αποθήκευσης:	10 - 25°C (πρέπει να προστατεύεται από το φως)
Τιμή (εξ) pH:	4,01, 7,00 και 10,01 $\pm$ 0,02 pH στους 25°C
Χρωματικοί κωδικοί:	Ναι