



Φακελάκια ρυθμιστών ιοντικής ισχύος (ISA) αμμωνιακών, συσκ. των 100

Αρ. προϊόντος:

2980699

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:
Διαθέσιμο

Επικοινωνήστε μαζί μας



Ρυθμιστές ιοντικής ισχύος (ISA) για τον προσδιορισμό των αμμωνιακών με τη μέθοδο των ιοντοεπιλεκτικών ηλεκτροδίων (ISE). Εξαλείφουν τις περισσότερες παρεμπόδισεις. Συσκευασία με 100 φακελάκια.

Προδιαγραφές

Package settings:	Φακελάκια
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	100 /συσκ.
Παράμετρος :	Αμμωνιακά
Συγκέντρωση :	ISA