



Be Right™



## Ρυθμιστικό διάλυμα pH 4,01, 125 mL

Αρ. προϊόντος:

LZW9460.99

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο

### Πρότυπα ρυθμιστικά διαλύματα pH για αναλύσεις στο εργαστήριο και στο πεδίο

Πρότυπο ρυθμιστικό διάλυμα pH για βαθμονόμηση ηλεκτροδίων pH, άχρωμο ρυθμιστικό διάλυμα pH. Το pH είναι  $4,01 \pm 0,02$  στους  $25^{\circ}\text{C}$ , φιάλη των 125 mL

### Πρότυπα υλικά αναφοράς ιχνηλάσιμα κατά NIST

Στο εργαστήριο ή στο πεδίο, είναι σημαντικό να λαμβάνετε πάντα αποτελέσματα μετρήσεων που να μπορείτε να εμπιστευτείτε. Η ποιότητα των πρότυπων ρυθμιστικών διαλυμάτων pH που χρησιμοποιούνται είναι εξαιρετικά σημαντική.

### Σχεδίαση για χρήση με μια σειρά μετρητών Hach και λοιπούς μετρητές.

Η βάση για ακριβείς μετρήσεις pH είναι η κατάλληλη προσοχή και η βαθμονόμηση του ηλεκτροδίου pH.

### Αξιόπιστη συσκευασία

Παρέχεται σε αεροστεγή συσκευασία, διασφαλίζοντας την εγγυημένη διάρκεια ζωής.

## Προδιαγραφές

Package settings:	Φιάλη
Region:	Global
Volume / package size e Post Text:	125 mL
Ειδικές σημειώσεις :	Παρατηρούμενη διάρκεια ζωής μετά το άνοιγμα, σύμφωνα με τη συνιστώμενη αποθήκευση και χρήση: 6 μήνες
Ημερομηνία Λήξης :	24 μήνες
Ιχνηλάσιμο κατά NIST:	Ναι
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	125 mL
Περιγραφή :	Αντιδραστήριο βαθμονόμησης ρυθμιστικού διαλύματος pH
Συνθήκες Αποθήκευσης:	$10 - 25^{\circ}\text{C}$ (πρέπει να προστατεύεται από το φως)
Τιμή (εξ) pH:	$4,01 \pm 0,02$ pH στους $25^{\circ}\text{C}$
Χρωματικοί κωδικοί:	Όχι