



Be Right™



Ρυθμιστικό διάλυμα pH 10,01, 125 mL

Αρ. προϊόντος:

LZW9470.99

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο

Πρότυπα ρυθμιστικά διαλύματα pH για αναλύσεις στο εργαστήριο και στο πεδίο

Πρότυπο ρυθμιστικό διάλυμα pH για βαθμονόμηση ηλεκτροδίων pH, άχρωμο ρυθμιστικό διάλυμα pH, το pH είναι 10,01 \pm 0,02 στους 25°C, φιάλη των 125 mL

Πρότυπα υλικά αναφοράς ιχνηλάσιμα κατά NIST

Στο εργαστήριο ή στο πεδίο, είναι σημαντικό να λαμβάνετε πάντα αποτελέσματα μετρήσεων που να μπορείτε να εμπιστευτείτε. Η ποιότητα των πρότυπων ρυθμιστικών διαλυμάτων pH που χρησιμοποιούνται είναι εξαιρετικά σημαντική.

Σχεδίαση για χρήση με μια σειρά μετρητών Hach και λοιπούς μετρητές.

Η βάση για ακριβείς μετρήσεις pH είναι η κατάλληλη προσοχή και η βαθμονόμηση του ηλεκτροδίου pH.

Αξιόπιστη συσκευασία

Παρέχεται σε αεροστεγή συσκευασία, διασφαλίζοντας την εγγυημένη διάρκεια ζωής.

Προδιαγραφές

Package settings:	Φιάλη
Region:	Global
Ειδικές σημειώσεις :	Παρατηρούμενη διάρκεια ζωής μετά το άνοιγμα, σύμφωνα με τη συνιστώμενη αποθήκευση και χρήση: 3 μήνες
Ημερομηνία Λήξης :	12 μήνες
Ιχνηλάσιμο κατά NIST:	Ναι
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	125 mL
Περιγραφή :	Αντιδραστήριο βαθμονόμησης ρυθμιστικού διαλύματος pH
Συνθήκες Αποθήκευσης:	10 - 25°C (πρέπει να προστατεύεται από το φως)
Τιμή (εσ) pH:	10,01 \pm 0,02 pH στους 25°C
Χρωματικοί κωδικοί:	Όχι