



Be Right™



Διάλυμα καθαρισμού ηλεκτροδίων για πρωτεΐνες/οργανικά δείγματα, 250 mL

Αρ. προϊόντος:

C20C370

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο



Διάλυμα καθαρισμού ηλεκτροδίων για την αφαίρεση οργανικών επιμολύνσεων/ιζημάτων υπολειμμάτων πρωτεϊνών όπως τρόφιμα από στοιχείο ανίχνευσης pH. Φιάλη των 250 mL

Προδιαγραφές

Formula:	PEPSIN σε HCl
Solution Type:	Καθαρισμός
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	250 mL
Περιγραφή :	Αφαίρεση οργανικών ιζημάτων υπολειμμάτων πρωτεϊνών