



Be Right™



Ρυθμιστικό διάλυμα pH 4,65, 500 mL

Αρ. προϊόντος:

S11M010

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο

Πρότυπο ρυθμιστικό διάλυμα pH για βαθμονόμηση ηλεκτροδίων pH με πιστοποιητικό ανάλυσης*. Άχρωμο ρυθμιστικό διάλυμα pH, το διάλυμα pH είναι $4,65 \pm 0,02$ στους 25°C . Φιάλη των 500 mL

*Διαθέσιμο για λήψη από τη διεύθυνση www.hach.com: Μενού Υποστήριξη/Service, Πιστοποιητικό ανάλυσης με χρήση του κωδικού αριθμού προϊόντος και του αριθμού παρτίδας.

Προδιαγραφές

Package settings:	Φιάλη
Ειδικές σημειώσεις :	Παρατηρούμενη διάρκεια ζωής μετά το άνοιγμα, σύμφωνα με τη συνιστώμενη αποθήκευση και χρήση: 3 μήνες
Ημερομηνία Λήξης :	18 μήνες
Ιχνηλάσιμο κατά NIST:	Ναι
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	500 mL
Περιγραφή :	Αντιδραστήριο βαθμονόμησης ρυθμιστικού διαλύματος pH
Συνθήκες Αποθήκευσης:	$10 - 25^{\circ}\text{C}$ (πρέπει να προστατεύεται από το φως)
Τιμή (εσ) pH:	$4,65 \pm 0,02$ pH στους 25°C
Χρωματικοί κωδικοί:	Όχι