



Πρότυπο διάλυμα αμμωνίας, 1 mg/L, 500 mL

Αρ. προϊόντος:

189149

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο

Πρότυπα διαλύματα ιοντοεπιλεκτικού ηλεκτροδίου (ISE) για εργαστηριακές αναλύσεις

Πρότυπο διάλυμα ISE. Αμμωνία, 1,00 mg/L $\pm 0,03$ mg/L $\text{NH}_3\text{-N}$, φιάλη των 500 mL

Σχεδίαση για χρήση με μια σειρά μετρητών Hach και λοιπούς μετρητές.

Η βάση για ακριβείς μετρήσεις ISE είναι η κατάλληλη προσοχή και η βαθμονόμηση του ιοντοεπιλεκτικού ηλεκτροδίου.

Αξιόπιστη συσκευασία

Παρέχεται σε αεροστεγή συσκευασία, διασφαλίζοντας την εγγυημένη διάρκεια ζωής.

Προδιαγραφές

Package settings:

Φιάλη

Ειδικές σημειώσεις :

Παρατηρούμενη διάρκεια ζωής μετά το άνοιγμα, σύμφωνα με τη συνιστώμενη αποθήκευση και χρήση: 3 μήνες

Κατηγορία:

Διάλυμα

Όγκος/Μέγεθος πακέτου :

500 mL

Παράμετρος :

Αμμωνιακά

Περιγραφή :

Πρότυπο διάλυμα αζώτου σε μορφή αμμωνίας, 1 mg/L $\text{NH}_3\text{-N}$, 500 mL

Συγκέντρωση :

1,00 mg/L $\pm 0,03$ mg/L $\text{NH}_3\text{-N}$

Συνθήκες Αποθήκευσης:

10 - 25°C (πρέπει να προστατεύεται από το φως)