



Δοκιμαστικές ταινίες χλωριούχων QuanTab, εύρος μέτρησης 300-6000 mg/L

Αρ. προϊόντος:

2751340

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο

Ιδανικές για το γρήγορο προσδιορισμό ποσοτικών αποτελεσμάτων. Απλώς εμβαπτίστε την ταινία στο δείγμα και συγκρίνετε το μέγεθος της αλλαγής του χρώματος με μια έντυπη κλίμακα. Για συσκευές τιτλοδότησης Quantab.

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :	40
Εύρος μέτρησης :	300 - 6000 ppm Cl^-
Κατηγορία:	Test Strip
Μικρότερα βήματα ανάλυσης :	Βήματα των 100-200 ppm
Μονάδες μέτρησης:	40 tests
Μοντέλο σετ μέτρησης :	QuanTab® **
Όνομα μεθόδου :	Ταινία τιτλοδότησης
Παράμετρος :	Χλωριούχα - Ως Cl^-
Υποσημείωση :	*mg/L εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, ppb = $\mu\text{g/L}$, ppm = mg/L. gpg = grains per gallon, 1 gpg = 17,1 mg/L ή 17,1 ppm.