



Glass Fiber Filter, Diameter 70 mm, Preweighed for Standard Methods TSS procedure, 100/pk

Αρ. προϊόντος: 2546135

EUR Τιμή: Επικοινωνήστε μαζί μας
Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής

Individually preweighed filter papers, preweighed in compliance with Standard Methods Total Suspended Solids procedure. Each in a planchet with tare weight listed. Each tare weight meets Standard Methods specifications.

934-AH is a registered trademark of Whatman, Inc./GE Healthcare

Προδιαγραφές

Διάμετρος :	70 mm
Μέγεθος πόρου :	1.5 µm
Μονάδες μέτρησης:	100/pk
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	100 /pk
Υλικό :	Glass Microfiber