



Πιπέτα, ορολογική, αποστειρωμένη, πολυστυρενίου, με βύσμα, 10 mL, 500 τμχ./συσκ.

Αρ. προϊόντος: 2092868

ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

Αυτό το στοιχείο δεν είναι πλέον διαθέσιμο.

Προτεινόμενα στοιχεία αντικατάστασης:

- 2092828

Πιπέτα πολυστυρενίου μίας χρήσης με συνδεδεμένο επιστόμιο. Βαθμονομημένη "Για παροχή/εκφύσηση".

Αποστειρωμένη πλαστική πιπέτα μίας χρήσης με βύσμα. Χύδην συσκευασία 10x 50 πιπετών/συσκευασία Με χρωματική κωδικοποίηση. Μαύρες διαβαθμίσεις κατά αύξουσα/φθίνουσα σειρά. Βαθμονομημένη "Για παροχή". Ακρίβεια $\pm 2\%$.

Προδιαγραφές

Graduations:	0.10 mL
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	500 /συσκ.
Χωρητικότητα :	10 mL