



Filter Holder, Magnetic

Αρ. προϊόντος:

1352900

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αποστολή εντός 2 εβδομάδων

Made of rugged, autoclavable polyphenylsulfone. Magnetic, no-leak seal allows one-hand operation for filter retrieval. Support screen included. Graduated funnel: 300 mL (50 mL increments). Stem fits #8 stopper (not included).

Προδιαγραφές

Όγκος/Μέγεθος πακέτου :

1