



Tube, culture, w/ screw cap, 25 x 150 mm, 10/pk

Αρ. προϊόντος:

2096250

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής

The cap has a firmly bonded rubber liner, providing a sure and highly inert sealing surface.

Cap has a firmly bonded rubber liner, providing a sure and highly inert sealing surface.

Προδιαγραφές

Διάμετρος :	25 mm
Διαστάσεις (BxM):	25 mm x 150 mm
Ειδικά χαρακτηριστικά :	Tube, 25 x 150 mm
Μήκος :	150 mm
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	10 /pk
Χωρητικότητα :	Capacity to Neck 50 mL