




M COLIBLUE24 Αμπούλες θρεπτικού (συσκ. των 50)

Αρ. προϊόντος:

2608450

EUR Τιμή:
Διαθέσιμο

Επικοινωνήστε μαζί μας

Έτοιμα μέσα για ταυτόχρονη ανίχνευση του E.coli και των ολικών κολοβακτηριδίων στο φίλτρο σε 24 ώρες.

50 πλαστικές αμπούλες των 2 mL.

Ταυτόχρονη ανίχνευση των ολικών κολοβακτηριδίων και του E.coli - μέσα σε μόλις 24 ώρες

Απλός χειρισμός, με εκ των προτέρων δοσομετρημένο επιλεκτικό μέσο

Οικονομικό - δεν απαιτούνται λυχνίες φθορισμού ή συγκριτές χρώματος

Ανώτερη ευαισθησία έως και 1 CFU/100 mL

Προδιαγραφές

Media Type: m-Colibblue24 Broth

Όγκος/Μέγεθος πακέτου : 50 συσκ.

Υλικό : Plastic