



ΣΤΑΤΩ, ΓΙΑ ΨΥΞΗ ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ COD

Αρ. προϊόντος:

1864100

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο

Στατώ από ανοξείδωτο χάλυβα για τη στήριξη θερμών φιαλιδίων ή δοκιμαστικών σωληναρίων COD πριν από τη μέτρηση. Για φιαλίδια COD της Hach και φιαλίδια Test 'N Tube. Δεν περιλαμβάνονται τα φιαλίδια.