



Be Right™



## INTELLICAL Κλιπ ηλεκτροδίων με χρωματική κωδικοποίηση

Αρ. προϊόντος:

5818400

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλεφωνήστε για την ημερομηνία αποστολής

Make identification or personalisation of different electrodes easy by clipping a colour-coded band to each end of your electrode cable. Ten clips of five different colours per package.

Ταυτοποιήστε και εξατομικεύστε εύκολα τα διαφορετικά ηλεκτρόδια προσαρτώντας ένα κλιπ με χρωματική κωδικοποίηση σε κάθε άκρο του καλωδίου του ηλεκτροδίου σας. Δέκα κλιπ πέντε διαφορετικών χρωμάτων ανά συσκευασία.

Σημείωση: Με κάθε ηλεκτρόδιο INTELLICAL περιλαμβάνεται μία συσκευασία με κλιπ.