



Intellical Replacement shroud kit for rugged probes

Αρ. προϊόντος:

5825900

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο

Replacement Polymer shroud kit for rugged Outdoor probes. Includes protective bell and locking ring.

Κιτ ανταλλακτικού προστατευτικού καλύμματος από πολυμερές για ανθεκτικά αισθητήρια. Περιλαμβάνει προστατευτικό κωδωνοειδούς σχήματος και δακτύλιο ασφάλισης.