



Be Right™



HQD Electrode holder for Standard electrodes

Αρ. προϊόντος:

5829400

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο

Σχεδιασμένος για χρήση σε συνδυασμό με την προστατευτική θήκη, ο υποδοχέας ηλεκτροδίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την οργάνωση και αποθήκευση συμβατικών ηλεκτροδίων με

καλώδια 1 ή 3 μέτρων.