



Be Right™



## Replacement stirrer assembly for Intellical LBOD101 probe

Αρ. προϊόντος:

5850800

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αποστολή εντός 2 εβδομάδων

Διάταξη ανταλλακτικού αναδευτήρα για το αισθητήριο IntelliCAL™ LBOD101. Το LBOD101 μετρά το διαλυμένο οξυγόνο για τον προσδιορισμό του BOD (Βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο) σε φιάλες BOD σε εφαρμογές δοκιμών BOD5.

---

### Προδιαγραφές

Σύνδεσμος :

HQD specific