



Magnetic stirrer with sensor holder for benchtop meter

Αρ. προϊόντος:

LZW9319.99

ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

Αυτό το στοιχείο δεν είναι πλέον διαθέσιμο.

Μαγνητικός αναδευτήρας με υποδοχή αισθητηρίου, απευθείας συνδέσιμος στα πολύμετρα εργαστηριακού πάγκου SENSION+ (ως 2ος αναδευτήρας).

Μαγνητικός αναδευτήρας με υποδοχή αισθητηρίου. Για χρήση με το εργαστηριακό πολύμετρο sensION™+.