



Sension+ 3x50 mL printed flasks for benchtop conductivity calibration

Αρ. προϊόντος:

LZW9111.99

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο

Σετ 3 φιαλών των 50 mL με τυπωμένη ένδειξη, για βαθμονόμηση των εργαστηριακών μετρητών αγωγιμότητας.

Τρεις (3) φιάλες των 50 mL με τυπωμένη ένδειξη. Χρήση για βαθμονόμηση των εργαστηριακών μετρητών αγωγιμότητας sensION™+.