



SENSION+ Κιτ υποδοχέα αισθητηρίου Radiometer για τα όργανα sensION+, περιλαμβάνει υποδοχές X31T014

Αρ. προϊόντος:

LZW9325.99.T014

ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

Αυτό το στοιχείο δεν είναι πλέον διαθέσιμο.

Υποδοχέας αισθητηρίου Radiometer για τα εργαστηριακά όργανα sensION+. Το κιτ περιλαμβάνει 2 υποδοχές X31T014 για ηλεκτρόδιο 103 mm χωρίς βιδωτή κεφαλή bayonet