



SENSION+ Κιτ υποδοχέα αισθητηρίου Radiometer για τα όργανα sensION+, συμπεριλ. υποδοχών bayonet X31T031

Αρ. προϊόντος:

LZW9325.99.T031

ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

Αυτό το στοιχείο δεν είναι πλέον διαθέσιμο.

Υποδοχέας αισθητηρίου Radiometer για τα εργαστηριακά όργανα sensION+. Το κιτ περιλαμβάνει 2 υποδοχές Bayonet (X31T031) για συμβατικά ηλεκτρόδια 12 mm με κεφαλή bayonet