



Ribbon for Sension+ printer LZW8200, 3 units

Αρ. προϊόντος:

LZW9001.99

ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

Αυτό το στοιχείο δεν είναι πλέον διαθέσιμο.

Κορδέλα για τον εκτυπωτή LZW8200, 3 μονάδες.

Ανταλλακτική κορδέλα για τον εκτυπωτή sensION™+, κωδικός είδους-LZW8200.99. Περιλαμβάνει 3 μονάδες.