



RS232 cable for Sension+ benchtop, w/ USB adapter

Αρ. προϊόντος:

LZW9135USB.99

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο

Καλώδιο RS 232 για σύνδεση μεταξύ των εργαστηριακών οργάνων sensION+ και του H/Y, με βύσμα 9-ακίδων και προσαρμογέα USB.

Καλώδιο RS232 με προσαρμογέα USB για εργαστηριακά όργανα sensION™+.