




SAC950 Sample changer for automation of large sample series (Radiometer Analytical)

Αρ. προϊόντος:

R41T044

ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

Αυτό το στοιχείο δεν είναι πλέον διαθέσιμο.

Effortless sample handling due to total automation

Extended sample changer for automation of large sample series, multi-radius sample trays for up to 70 samples

Compact and adaptable

Flexible and programmable

Quick and efficient

Safe and clean

Προδιαγραφές

Βάρος :	27 kg
Διαστάσεις (ΥxΠxB):	70 mm x 580 mm x 686 mm
Μήκος :	686 mm
Τύπος :	Εναλλάκτης δειγμάτων