



Ψηφιακός τιτλοδότης με πλαστικό βαλιτσάκι

Αρ. προϊόντος:

1690001

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο

Φορητός και ανθεκτικός τιτλοδότης για γρήγορη και με μεγάλη ακρίβεια τιτλοδότηση. Υψηλή ανάλυση (125μL/digit) και υψηλή ακρίβεια ($\pm 1\%$). Εύκολος χειρισμός. Εφαρμογές για περισσότερες από 40 παραμέτρους με εναλλασσόμενο φυσίγγιο. Περιλαμβάνεται πλαστικό βαλιτσάκι, εγχειρίδιο λειτουργίας και εξαρτήματα.

Ακριβή αποτελέσματα - όταν και όπου τα χρειάζεστε

Γρήγορο

Ευέλικτο

Οικονομικό

Προδιαγραφές

Ακρίβεια :	$\pm 1\%$ (Αβεβαιότητα των μετρήσεων είναι 1 ψηφίο, Τα περισσότερα δείγματα απαιτούν περισσότερο από 100 ψηφία)
Βάρος :	0,132 kg
Εγγύηση :	24 μήνες
Περιλαμβάνεται βοηθητικός εξοπλισμός :	Όχι
Σκοπός προμήθειας :	Digital Titrator only
Τι περιέχει το καλάθι:	Περιλαμβάνει πλαστικό βαλιτσάκι μεταφοράς, εγχειρίδιο λειτουργίας, και 5 σωληνάκια

Τι περιέχει το καλάθι

Περιλαμβάνει πλαστικό βαλιτσάκι μεταφοράς, εγχειρίδιο λειτουργίας, και 5 σωληνάκια