



Be Right™



Sension+ MM156 Portable Multi-Parameter Meter for pH, Conductivity, Salinity and Dissolved Oxygen (DO)

Αρ. προϊόντος:

LPV4030.98.0002

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο

Multi-parameter system, simultaneous measurement

Basic instrument without accessories and electrodes.

An all in one system with guided menu navigation makes general electrochemistry testing fast and simple. Each system is designed to be used in a wide variety of applications.

Saves time and money

Improves field usability, accelerates measurements

Simple and fast measurements

IP67 protected

Προδιαγραφές

Compliance certifications:	CE.WEEE
DO ανάλυση :	0.01 mg/L depending on measurement range
DO βαθμονόμηση ηλεκτροδίου:	1 to 2 point, saturated air, 0% DO calibration chamber delivered with kit
DO μέτρηση:	0.00 - 19.99 mg/L and 20.0 - 22.0 mg/L (25°C)
GLP χαρακτηριστικά :	-
mV διακριτική ικανότητα :	-
PC data transfer software :	-
pH Accuracy:	≤ 0.02 pH (± 1 digit)
pH Electrode calibration:	1 to 3 points calibration
pH Measurement Range:	-2 - 19,99 pH
pH διακριτική ικανότητα :	0.01 pH
Pressure compensation:	-
Region:	EU
Resolution:	EC: 0.01 μS/cm - 1 mS/cm depending on range
Salinity resolution:	0.1 - 1 mg/L or g/L NaCl
Simultaneous measurements:	pH, Conductivity (or TDS), Salinity, Dissolved Oxygen, Temperature
Temperature compensation:	Automatic or manual

Ακρίβεια :	-
Ακρίβεια αγωγιμότητας :	≤ 0.5 % (± 1 digit) of measurement range
Ακρίβεια θερμοκρασίας :	0,2 °C (± 1 ψηφίο)
Ανάλυση TDS :	1 mg/L - 1 g/L
Ανάλυση αγωγιμότητας :	Depending on the measurement range
Απαιτήσεις μπαταρίας:	3 AA
Αποτέλεσμα εσωτερικής χωρητικότητα αποθήκευσης :	-
Αυτόματη αναγνώριση ρυθμιστικών :	pH 2.01, 4.01, 7.00, 9.21, 10.01
Βαθμός προστασίας θήκης μεταφοράς:	IP67
Βάρος :	0,3 kg
Γλώσσες εγχειριδίου λειτουργίας :	Multi-lingual
Διακριτική ικανότητα θερμοκρασίας :	0,1 °C
Διαστάσεις (ΥxΠxB):	38 mm x 74 mm x 186 mm
Διεπαφή λειτουργίας :	Keypad
Διεπαφή: γλώσσες :	Icon based, no language needed
Εγγύηση :	2 Έτη
Ειδική αντίσταση νερού :	IP67
Είσοδοι :	MP-8
Εμφάνιση καμπυλών βαθμονόμησης :	Εμφάνιση κλίσης και ασύμμετρου δυναμικού
Έξοδος :	-
Εργαστηριακό :	No
Εύρος μέτρησης :	-
Λειτουργία AC και USB:	No
Μέθοδος μέτρησης :	Auto stabilisation, continuous
Μενου γλώσσες :	-
Μέτρηση TDS:	0 mg/L - 500 g/L
Μέτρηση αγωγιμότητας :	0.01 μS/cm - 500 mS/cm 1 μS/cm - 30 mS/cm (probe range)
Μέτρηση αγωγιμότητας με σταθεροποίηση τιμής :	Yes
Μέτρηση αγωγιμότητας: Αντιστάθμιση θερμοκρασίας :	-
Μέτρηση αλατότητας :	0.0 - 1999 mg/L 2.0 - 50.0 g/L NaCl
Μέτρηση βαρομετρικής πίεσης :	Manual introduction
Μέτρηση θερμοκρασίας :	-20.0 - 150.0 °C (-4.0 - 302.0 °F)
Μοντέλο :	MM156
Οθόνη:	Backlit LCD with pictograms
Παράμετρος :	pH, Conductivity, Salinity, Dissolved Oxygen, Temperature
Περιβαλλοντικές συνθήκες: θερμοκρασία :	0 - 50 °C (32 - 122 °F)
Περιβαλλοντικές συνθήκες: σχετική υγρασία :	< 80 % relative humidity (non-condensing)
Περιλαμβάνονται τα αισθητήρια :	No

Τύπος οθόνης :

128 x 64 pixel, simultaneous readings

Ύψος (συνολικό):

-