



Πρότυπο νιτρικών, 50 mg/L NO₃ (11,3 mg/L NO₃-N), 500 mL

Αρ. προϊόντος:

LCW825

EUR Τιμή:
Διαθέσιμο

Επικοινωνήστε μαζί μας

Προδιαγραφές

Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	500 mL
Όργανο :	Nitratax
Παράμετρος :	Νιτρικά
Συγκέντρωση :	50 mg/L NO ₃ (11,3 mg/L NO ₃ -N)