



Φακελάκια αντιδραστηρίου σιδήρου σε σκόνη, εύρος μέτρησης 0,02-3,00 mg/L Fe

Αρ. προϊόντος:

2105769

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο



Αντιδραστήρια σε σκόνη σε σφραγισμένες συσκευασίες για τον προσδιορισμό του σιδήρου, με τη μέθοδο FerroVer. Για δείγμα 10 mL. συσκ. των 100.

Προδιαγραφές

EPA compliant:	Ναι
Απαιτείται χώνευση:	για ολικό σίδηρο
Αριθμός δοκιμών :	100
Αριθμός μεθόδου :	8008
Εύρος μέτρησης :	0,02 - 3,00 mg/L Fe
Κατηγορία:	Φακελάκια σε σκόνη
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	100 /συσκ.
Όνομα μεθόδου :	FerroVer
Όργανο :	Όλα εκτός από τα DR/3000, DR/2000
Παράμετρος :	Σίδηρος
Περιγραφή :	Φακελάκια αντιδραστηρίου σιδήρου FerroVer σε σκόνη, 10 mL
Συνθήκες Αποθήκευσης:	10 °C - 25 °C