



Φακελάκια αντιδραστηρίου σιδήρου TPTZ σε σκόνη, εύρος μέτρησης 0,012-1,800 mg/L Fe

Αρ. προϊόντος:

2608799

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αποστολή εντός 2 εβδομάδων



Αντιδραστήριο σε σκόνη σε σφραγισμένες συσκευασίες για τον προσδιορισμό χαμηλών επιπέδων σιδήρου. Για δείγμα 10 mL. Συσκ. των 100.

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :	100
Αριθμός μεθόδου :	8112
Εύρος μέτρησης :	0,012 - 1,800 mg/L Fe
Κατηγορία:	Φακελάκια σε σκόνη
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	100 /pk
Όνομα μεθόδου :	TPTZ
Όργανο :	Όλα εκτός από τα DR/3000, DR/2000, DR/820
Παράμετρος :	Σίδηρος