



Σετ αντιδραστηρίων μολυβδαινίου, HR, φακελάκια με σκόνη, εύρος μέτρησης 0,2 - 40,0 mg/L Mo

Αρ. προϊόντος:

2604100

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αποστολή εντός 2 εβδομάδων



Αντιδραστήρια σε σκόνη σε σφραγισμένες συσκευασίες για τον προσδιορισμό του μολυβδαινίου με τη μέθοδο του μερκαπτό-οξικού οξέος. Για δείγμα 10 mL. Συσκ. των 100.

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :	100
Αριθμός μεθόδου :	8036
Εύρος μέτρησης :	10 mL
Κατηγορία:	Φακελάκια σε σκόνη
Όνομα μεθόδου :	Μερκαπτο-οξικό οξύ
Όργανο :	Όλα εκτός από τα DR/3000, DR/2000, PC II
Παράμετρος :	Μολυβδαίνιο