



CuVer 1 Αντιδραστήρια χαλκού, φακελάκια με σκόνη, εύρος μέτρησης 0,04-5,00 mg/L Cu, 100/συσκ.

Αρ. προϊόντος:

2105869

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:
Διαθέσιμο

Επικοινωνήστε μαζί μας



Αντιδραστήριο σε σκόνη σε σφραγισμένες συσκευασίες για τον προσδιορισμό του χαλκού, με τη μέθοδο του δικιγchonινικού οξέος. Για δείγμα 10 mL.

Προδιαγραφές

EPA compliant:	Ναι
Αριθμός δοκιμών :	100
Αριθμός μεθόδου :	8506
Εύρος μέτρησης :	0,04 - 5,00 mg/L Cu
Κατηγορία:	Φακελάκια σε σκόνη
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	100 συσκ.
Όνομα μεθόδου :	Δικιγchonινικό οξύ
Όργανο :	All except DR/3000, DR/2000, DR/850, DR/820
Παράμετρος :	Χαλκός