



Φακελάκια με σκόνη αντιδραστήριου ψευδαργύρου ZincoVer 5

Αρ. προϊόντος:

2106669

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:
Διαθέσιμο

Επικοινωνήστε μαζί μας



Αντιδραστήριο σε σκόνη σε σφραγισμένη συσκευασία για τον προσδιορισμό του ψευδαργύρου, με τη μέθοδο Zincon. Για δείγμα 20 mL.

Προδιαγραφές

EPA compliant:	Ναι
Αριθμός δοκιμών :	100
Αριθμός μεθόδου :	8009
Εύρος μέτρησης :	0,01 - 3,00 Zn
Κατηγορία:	Φακελάκια σε σκόνη
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	συσκ. των 100
Όνομα μεθόδου :	Zincon
Παράμετρος :	Ψευδάργυρος