



## Σετ αντιδραστηρίων αργιλίου, φακελάκια με σκόνη, εύρος μέτρησης 0,008-0,800 mg/L Al

Αρ. προϊόντος:

2242000

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο



Αντιδραστήριο σε σκόνη σε σφραγισμένες συσκευασίες για τον προσδιορισμό του χαλκού, με τη μέθοδο του δικιγχοινικού οξέος. 100 τεστ.

### Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :

100

Αριθμός μεθόδου :

8012

Ειδικές σημειώσεις :

Το σετ περιλαμβάνει: Φακελάκια αντιδραστηρίου αργιλίου AluVer 3 σε σκόνη (1429099), φακελάκια ασκορβικού οξέος σε σκόνη (1457799), φακελάκια Bleaching 3 σε σκόνη (1429449)

Εύρος μέτρησης :

0,008 - 0,800 mg/L Al

Κατηγορία:

Φακελάκια σε σκόνη

Όνομα μεθόδου :

Aluminon

Όργανο :

Όλα

Παράμετρος :

Αργίλιο

Περιγραφή :

Σετ αντιδραστηρίων για το αργίλιο, φακελάκια σε σκόνη, μέθοδος Aluminon

Συνθήκες Αποθήκευσης:

10 °C - 30 °C