



Σετ αντιδραστηρίων ψευδαργύρου, εύρος μέτρησης 0,01-2,00 mg/L Zn

Αρ. προϊόντος:

2429300

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:
Διαθέσιμο

Επικοινωνήστε μαζί μας



Για τον προσδιορισμό του ψευδαργύρου, με τη μέθοδο Zincon. Για δείγμα 20 mL. συσκ. των 100.

Προδιαγραφές

EPA compliant:	Ναι
Αριθμός δοκιμών :	100
Αριθμός μεθόδου :	8009
Εύρος μέτρησης :	0,01 - 3,00 mg/L Zn
Όνομα μεθόδου :	Zincon
Όργανο :	Όλα εκτός από τα DR/3000, DR/2000
Παράμετρος :	Ψευδάργυρος