



Σετ αντιδραστηρίων ανίχνευσης μαγγανίου, PAN, εύρος μετρήσεων 0,006-0,700 mg/L Mn

Αρ. προϊόντος:

2651700

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:
Διαθέσιμο

Επικοινωνήστε μαζί μας



Ανεξάρτητες φιάλες με σταγονόμετρο και αντιδραστήρια σε μορφή σκόνης μέσα σε σφραγισμένη συσκευασία

Το σετ περιλαμβάνει: αντιδραστήριο Αλκαλ. κυανιδίου (2122326) 50 mL, ασκορβικό οξύ (1457799), διάλυμα δείκτη PAN (2122426) 50 mL

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :	50
Αριθμός μεθόδου :	8149
Ειδικές σημειώσεις :	Το σετ περιλαμβάνει: αντιδραστήριο Αλκαλ. κυανιδίου (2122326) 50 mL, ασκορβικό οξύ (1457799), διάλυμα δείκτη PAN (2122426) 50 mL
Εύρος μέτρησης :	0,006 - 0,700 mg/L Mn
Όγκος δείγματος :	50 mL
Όνομα μεθόδου :	PAN
Όργανο :	Όλα εκτός από τα DR/3000, DR/2000, DR/850, DR/820
Παράμετρος :	Μαγγάνιο
Περιγραφή :	Σετ αντιδραστηρίων για το μαγγάνιο