



Αντιδραστήριο Cyanuric Acid 2, σκόνη σε φακελάκια, 50/συσκ.

Αρ. προϊόντος:

246066

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο

Αντιδραστήριο σε σκόνη σε σφραγισμένες συσκευασίες για τον προσδιορισμό του κυανουρικού οξέος με τη θολοσιμετρική μέθοδο μελαμίνης. Για δείγμα 25 mL.

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :

50

Αριθμός μεθόδου :

8139

Εύρος μέτρησης :

5 - 50 mg/L

Κατηγορία:

Φακελάκια σε σκόνη

Όγκος/Μέγεθος πακέτου :

50 /συσκ.

Όνομα μεθόδου :

Θολομετρική

Όργανο :

Όλα εκτός από τα DR 6000, DR/4000, PC II

Παράμετρος :

Κυανουρικό οξύ